

## サトザクラ花抽出液

本品は、サトザクラ *Prunus lannesiana* Wils. cv. Sekiyama (*Rosaceae*) の花から水抽出により得られたろ液に1,3-ブチレングリコールを加えたエキスである。

### 製造方法

サトザクラ *Prunus lannesiana* Wils. cv. Sekiyama (*Rosaceae*) の花にエタノールを加え、香気成分、油分を除去した後、精製水を加えろ過し、得られたろ液に1,3-ブチレングリコールを加え、ろ過して製品とする。

原料・サトザクラの花 100 g → 製品 0.8~1.0 kg

### 性状

本品は、淡黄褐色から赤帯淡黄色の液体で、においはわずかに特異なにおいがある。

### 確認試験

#### ・ ポリフェノール類

本品 3 mL に、フェノール試薬液<sup>\*1</sup> 0.2 mL と飽和炭酸ナトリウム溶液<sup>\*2</sup> 0.4 mL を加えるとき、液は青色に呈する。

#### ・ 糖

本品 0.5 mL に $\alpha$ -ナフトール・エタノール溶液(1→20)を2~3滴を加えてよく振り混ぜた後、硫酸 1~2 mL を穏やかに加えるとき、両液の接界面は、茶褐色を呈する。

\*1: フェノール試薬(フォーリン・チオカルト試薬:和光純薬工業株式会社製)を水で2倍に希釈し用いる。

\*2: 炭酸ナトリウム(無水)35 g に水 100 mL を加え、70~80°Cで溶解する。一夜室温にて放置し、生じた沈殿を除去した後、上澄みを用いる。

pH (1→10) 4.0 ~ 6.0

### 純度試験

#### ・ 重金属

本品 1.0 g をとり、第2法により操作し、試験を行うとき、その限度は、20 ppm 以下である。ただし、比較液には、鉛標準液 1.0 mL をとる。

#### ・ ヒ素

本品 1.0 g をとり、第3法により試料溶液を調製し、試験を行うとき、その限度は、2 ppm 以下である。

### 一般生菌数

衛生試験法 細菌一般試験法に従い、標準寒天培地を用い、試料原液を希釈液で10倍希釈し試験を行うとき、一般生菌数は  $1 \times 10^2$  個/g 以下である。

## 真菌数

衛生試験法 真菌一般試験法に従い、クロラムフェニコール添加ポテトデキストロース寒天培地を用い、試料原液を希釈液で 10 倍希釈し試験を行うとき、真菌数は  $1 \times 10^2$  個/g 以下である。

## 大腸菌群

衛生試験法 汚染指標細菌試験法大腸菌群に従い、BGLB 培地を用い、上記一般生菌数で使用した 10 倍希釈液 1 mL を試料溶液とし試験を行うとき、大腸菌群は陰性である。

この規格及び試験方法において、別に規定するものの他は、外原規 通則及び一般試験法を準用するものとする。

|                              |
|------------------------------|
| 製品名： コスメハーベスト® サクラ           |
| 保証期限： 製造後 2 年間               |
| 保管方法： 高温、直射日光を避け、密封状態にて保管する。 |
| 製造業者： オリザ油化株式会社              |
| 愛知県一宮市北方町沼田 1                |

発行日： 2015 年 4 月 9 日  
改定日： 2023 年 11 月 17 日